

立ち上がり補助手すり

業界初!!

ハンドルタイプの
補助手すりが新登場!

THシリーズ【タッチサポートII】【タッチハンドル】

ありそうでなかったハンドルタイプが新登場!!



タッチサポートII
【TH-200】



タッチハンドル325
【TH-325】



タッチハンドル425
【TH-425】

ハンドルタイプの幅は2種類(32.5cm/42.5cm)をご用意

付属品



付属の蓄光テープで部屋を暗くしても手すりの位置が分かるので安心!!

オプション



オプションでグリップもご用意しております。



ありそうでなかったハンドルタイプ。ハンドルタイプにする事でつかまりやすく、立ち上がった際も体重を掛けやすい仕様でより安心!!ベッドからの移動はもちろん、車いすからの移動でも安心です。

タッチサポートII



組立品

¥40,700(税込)

品番 TH-200 JANコード 4968501-804205
TAISコード 00690-000123

仕様

サイズ: W50.5×D60.5×H71~81cm
(ベース厚み1cm)
手すりサイズ: W32.5×H70~80cm
(5段階調整2.5cm間隔)
重量: 11.5Kg
材質: 本体(スチール)

タッチハンドル325



組立品

¥46,200(税込)

品番 TH-325 JANコード 4968501-804304
TAISコード 00690-000124

仕様

サイズ: W50.5×D60.5×H71~81cm
(ベース厚み1cm)
手すりサイズ: W32.5×H70~80cm
(5段階調整2.5cm間隔)
重量: 11.8Kg
材質: 本体(スチール)、グリップ部(PVC)

タッチハンドル425



組立品

¥51,700(税込)

品番 TH-425 JANコード 4968501-804403
TAISコード 00690-000125

仕様

サイズ: W50.5×D60.5×H71~81cm
(ベース厚み1cm)
手すりサイズ: W42.5×H70~80cm
(5段階調整2.5cm間隔)
重量: 12.1Kg
材質: 本体(スチール)、グリップ部(PVC)