

Discover Precision

AND
A&D Medical

パルスオキシメータ Pulse Pro J TM-1111


JAPAN
Quality & Design

日本製
医療機器認証品

原寸大

45 g

かんたん
ON/OFF

バック
ライト

表示
回転

ストラップ
つき



45 g

小型、軽量 本体重量わずか**45 g**



かんたん
ON/OFF


かんたん操作 装着するだけで電源ON、外せば電源OFF

バック
ライト

バックライト機能 指から外しても30秒間点灯、**転記に便利**

表示
回転

回転画面表示 本体の向きで**画面が回転**



ストラップ
つき

60 cmストラップ付 首にかけてナース服の腰ポケットに入るストラップ付



JAPAN
Quality & Design

日本製
医療機器認証品

仕様

品名	パルスオキシメータ
型名	TM-1111
販売名	パルスオキシメータ TM-1111
認証番号	304ABBZX00005000
類別	機械器具21 内臓機能検査器具
一般的名称	パルスオキシメータ
JMDNコード	17148010
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
JANコード	ブルー 4582360320265 ピンク 4582360320272
商品コード	ブルー TM-1111A-JC10(オー) ピンク TM-1111A-JC20(オー)
測定方式	パルスオキシメトリ法

SpO ₂ 測定範囲	0~100% (ただし表示は99%まで)
SpO ₂ 測定精度	SpO ₂ : 70%~100%の範囲でRMS値Armsが2.0%以内
脈拍測定範囲	30拍/分~240拍/分
脈拍測定精度	30拍/分~99拍/分: ±2拍/分 100拍/分~240拍/分: ±3%
外形寸法	約 58.5 (W) × 32.3 (H) × 34.0 (D) mm
質量	約45 g (乾電池含まず)
電源	単4形アルカリ乾電池×1本
電池寿命	連続測定約50時間
付属品	ストラップ (60 cm)、単4乾電池2本
耐用期間	本体装置: 3年
標準価格 (税抜)	¥19,800

製造販売業者 オータックス株式会社

販売元

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129
■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは

イー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間: 月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
※本カタログは事業者向けです。 *TM1111-ADJC-01-PR1-223027GP