

2022

NEW

COLLECTION

CATALOG

ウィズワン 新製品カタログ
《ヘルシーワン キャンシット・ヌーボー》



品名	完成寸法(cm)				収納寸法(cm)			本体重量(kg)	座面寸法(cm)			前輪 キャスト	本体価格
	幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ		
ヘルシーワン キャンシット・ヌーボー	57.0	65.0	83.0 87.5 92.0	85.5 90.0 94.0	33.0	34.0	88.5	5.1	32.0	25.0	48.0	固定、左右40度、 360度	¥90,750 (税抜 ¥82,500)

機能アイコン一覧

基本機能・ハンドル関連

安心歩行サポート 体をスッポリ支え、楽な姿勢で歩行をサポート。

軽量 総重量が超軽量のコンパクトサイズ。

コンパクト折りたたみ 簡単な操作でコンパクトに折りたためます。

ハンドル段階 体に合わせて、ハンドルの高さを調節。機種に応じて3~6段階の調節が可能です。

ノンスキッドグリップ グリップエンドに、握りやすく滑りにくいノンスキッドラバー採用。

ブレーキ関連

ブレーキ調整 手元ブレーキがききにくくなったら、ネジを回して簡単調節。

駐車用ボタン式ストッパー 一時停止のストッパーはボタンを押すだけ。

手元ロック解除 ストッパーロック時、手元ブレーキレバーを握るだけでロックを解除します。

キャスト関連

3wayキャスト40 直進、左右40°、360°の3通りの中から角度を選べる新型キャスト。

その他便利機能

安心の反射板 暗い夜道も安心の反射板付き。

つえ傘立て うれしい気配り、杖立て・傘立てが付いています。

ウィズワン株式会社

製品安全基準認定工場

本社 〒577-0037 東大阪市御厨西ノ町1丁目5-4 TEL.06-6788-8928(代) FAX.06-6788-8939
東京営業所 〒135-0002 東京都江東区住吉1-1-2 TEL.03-3631-3501(代) FAX.03-3631-7016
お客様相談室 〒577-0037 東大阪市御厨西ノ町1丁目5-4 TEL.06-6618-1409 office@withone1930.jp

withone
ひとり♡ひとりにベスト・ワン

軽快に歩行、コンパクトに収納。

ワイドタイプで、ゆったり着座。

ワイドハイタイプでも
軽量&コンパクト!

●クラス最軽量5.1kg。
片手でラクラク持ち上がる軽さです。



●前後左右からコンパクトにたためて、玄関やクルマでも場所をとりません。



小型自動車のトランクはもちろん、
座席の足元にもすっぽり。

ガードカバー
標準採用



さっと広げて
さっと着座



●バックスタイル

シリーズ最小・最軽量!
体を包み込むようなワイドサポートタイプ。

ヘルシーワン キャンシット ヌーボー

HEALTHY 1 cansit NOUVEAU

¥90,750 (税抜¥82,500) **日本製**

完成サイズ：幅57×奥行65×高さ83・85.5・87.5・90・92・94cm
収納サイズ：幅33×奥行34×高さ88.5cm
本体重量：5.1kg 最大使用者体重：75kg
積載重量：前袋2kg 車輪サイズ：14.5cm
TAISコード：00063-000041 JANコード：4968639411474



3WAYキヤスター

360°キヤスターが抜群の安定感と操作性を実現!



不安な方に直進
少し慣れてきたら左右40°(計80°)
自在の取り回し360°

ノンスキッドラバー

握りやすく滑り落ちにくい新素材!



グリップエンドに新素材ノンスキッドラバーを採用しました。

ワイドハンドル

体が中にすっぽり入るワイドタイプ!



ハンドル幅はゆたかの36cm。安定性も抜群です。



ワイドシート

ゆったり座れるワイドタイプ!



スペースが広く、適度な柔らかさのクッション。すわり心地も快適。ちょっと休憩に最適です。

ワンタッチシート

座面の開閉はワンタッチ操作でカンタン・ラクラク!



独立式シートですので、座面を下に倒すだけでシートに早変わり。思った時にラクに座れます。たたむ時も座面を持ち上げるだけの簡単操作。非力な女性でもスムーズに開閉できます。