

■商品サイズ一覧表

品名	完成寸法 (cm)			収納寸法 (cm)			本体重量 (kg)	前輪キャスター	本体価格
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			
ヘルシーワン W プリマドンナ	59.0	59.0	82.5 85.0 88.0 90.5 93.5	31.5	36.0 (カード含む)	87.5	4.6	固定、左右40度、360度	¥72,600
ヘルシーワン LEGERE (レジェール)	53.0	52.0	75.5 78.5 81.5 84.5	27.5	32.0	79	3.95	固定、左右15度、左右60度	¥66,550 (税抜 ¥60,500)

機能アイコン一覧

基本機能・ハンドル関連

安心歩行サポート 体をスッポリ支え、楽な姿勢で歩行をサポート。

軽量 総重量が超軽量のコンパクトサイズ。

折りたたみ ワンタッチでコンパクトに折りたためます。

コンパクト折りたたみ 簡単な操作でコンパクトに折りたためます。

ワンタッチ折りたたみ ワンタッチでコンパクトに折りたためます。

ハンドル段階 体に合わせて、ハンドルの高さを調節。機種に応じて3~6段階の調節が可能です。

ノンスキッドグリップ グリップエンドに、握りやすく滑りにくいノンスキッドラバー採用。

ブレーキ関連

ブレーキ調整 手元ブレーキがききにくくなったら、ネジを回して簡単調節。

駐车用ボタン式ストッパー 一時停止のストッパーはボタンを押すだけ。

手元ロック解除 ストッパーロック時、手元ブレーキレバーを握るだけでロックを解除します。

キャスター関連

3wayキャスター 40 直進、左右40°、360°の3通りの中から角度を選べる新型キャスター。

3wayキャスター 60 直進、左右15°、60°の3通りの中から角度を選べる新型キャスター。

その他便利機能

安心の反射板 暗い夜道も安心の反射板付き。

つえ傘立て うれしい気配り、杖立て・傘立てが付いています。



2023
NEW
COLLECTION
CATALOG

ウィズワン 新製品カタログ Vol.1

ウィズワン株式会社

製品安全基準認定工場

本社 〒577-0037 東大阪市御厨西ノ町1丁目5-4 TEL.06-6788-8928(代) FAX.06-6788-8939
東京営業所 〒135-0002 東京都江東区住吉1-1-2 TEL.03-3631-3501(代) FAX.03-3631-7016
お客様相談室 〒577-0037 東大阪市御厨西ノ町1丁目5-4 TEL.06-6618-1409 office@withone1930.jp

withone
ひとり♥ひとりにベスト・ワン

これからも提案します

93rd
1人ひとりにベスト・ワン

SINCE 1930

ボディスタイルに合わせて選べる2タイプ。



背の高い方や
男性にも
prima donna
ヘルシーワンW プリマドンナ


イメージ身長
165cm

グリップエンドには、握りやすく
しかも滑りにくい
ノンスキッドラバーを採用。

曲がりやすく
Wキャスターで押しやすい

3WAYキャスター

360°キャスターが抜群の安定感と操作性を実現!



不安な方に
直進

少し慣れてきたら
左右40°
(計80°)

自在の取り回し
360°



ちょっと小柄な方に
LEGERE
ヘルシーワン レジェール

イメージ身長
145cm

75.5~84.5cm



コンパクトな 52cm

ゆっくり曲がれて、
取り回しもラクラク!

楽キャスター

リハビリや旋回が不安な方にも押しやすく安心!



不安な方に
直進

少し慣れてきたら
左右15°
(計30°)

取り回しのいい
左右60°
(計120°)



Dヴァイオレット
JAN 4968639411399

グレーチェック
JAN 4968639411375

NEW

コンパクトで軽量! 操作性の良いWキャスター。
グリップもボディも歩きやすいワイドタイプ。

ヘルシーワンW プリマドンナ

¥72,600 (税抜¥66,000) **日本製**

完成サイズ: 幅59×奥行59×高さ82.5・85・88・90.5・93.5cm
収納サイズ: 幅31.5×奥行36×高さ87.5cm
本体重量: 4.6kg
最大使用者体重: 75kg
積載重量: 前袋 3.0ℓ (3kg) 後袋 7ℓ (5kg)
車輪サイズ: 14.5cm
TAISコード: 00063-000040

安心歩行 サポート 軽量 コリット折りたたみ ハンドル5段階 ノンスキッドグリップ ブレーキ調整 駐車用ボタン式ストッパー 手元ロック解除 3wayキャスター40 安心の反射板 つえ傘立て



タータンレッド
JAN 4968639411283

ベージュ
JAN 4968639411290

ベイズリー
JAN 4968639411276

ヘルシーワンにロータイプが仲間入り、
小柄な女性など、幅広い方に対応!

ヘルシーワン LEGERE (レジェール)

¥66,550 (税抜¥60,500) **日本製**

完成サイズ: 幅53×奥行52×高さ75.5・78.5・81.5・84.5cm
収納サイズ: 幅27.5×奥行32×高さ79cm
本体重量: 3.95kg
最大使用者体重: 75kg
積載重量: 前袋 1.7ℓ (2kg) 後袋 7ℓ (5kg)
車輪サイズ: 14.5cm
TAISコード: 00063-000039

安心歩行 サポート 軽量 コリット折りたたみ ハンドル4段階 ブレーキ調整 駐車用ボタン式ストッパー 手元ロック解除 3wayキャスター60 安心の反射板 つえ傘立て

