

シトレアR

WAW25

抑速ブレーキ内蔵後輪 「pallu/パルル」

一定の速度を超えるとブレーキが働き、速度を抑えるため、下り坂も安心です。

ブレーキ力は「強・中・弱」の3段階で調整が可能で、一般的なマイナスドライバーで切り替え操作ができます。



クリームイエロー



折り畳み時に
自立します

屋内外でも使いやすい


車体幅がコンパクトなので取り回しがよく、屋外はもちろん屋内でも扱いやすい歩行車です。

重量は約8.8kgと比較的軽量です。



高さ調節ネジ 抜け防止

ネジが抜け落ちない仕様になっているため、紛失しにくいです。



WAW25

シトレアR

¥127,600(税込)
¥116,000(税抜)

最大
使用者体重
75 kg

最大
積載荷重
5 kg

組立寸法 幅480×奥行645×高さ840～1120mm

折畳寸法 幅480×奥行400×高さ835mm

アームレスト高さ 770～1050mm 10ポジション

座面寸法 幅280×奥行290mm

座面高さ 480mm

バッグ寸法 幅275×奥行270×高さ185mm

バッグ容量 約8L

車輪寸法 前輪/φ200mm、後輪/φ150mm

重量 約8.8kg

材質 本体:アルミニウム合金、座面・バッグ:ポリエステル、アームレスト:合成皮革、車輪:TPE(前輪)・SBR+BR(後輪)

J A N 4938765018939

T A I S 00030-000231