

WAG02

Santino

紳士用歩行車
サンティノ



イタリア紳士に学ぶ遊びゴコロ

GENTIL MARRONE

福祉用具はもっと格好よく、スマートであっていい。

楽しく、快適で、長く愛用したい、そんなふうに思えるモノを生み出すことは、超高齢社会を迎える日本を、元気づける挑戦であると考えます。

つい手に取りたくなる風格やこだわりが福祉用具に備わっていたら、必要とする人たちの毎日はずっと素敵に変わっていくはず。

クラシコで、エレガントなデザインを、長年にわたり培ってきた技術と感性でカタチに。

これまでのイメージを鮮やかに変える「ジェンティルマローネ」。それは、使うよりも、嗜みたくなるブランド。


折りたたみコンパクトでも 安定感のあるフレーム構造

幅も奥行も小さくするための折りたたみ構造なので
玄関先、バスや電車等の乗り物内でも邪魔にならない。
重量4.9kgと片手で持ち運べる軽量設計でありながらも
高いフレーム剛性を実現し、ハンドルのがたつきが少ない。

紳士用歩行車


Santino

サンティノ WAG02



簡単折りたたみ

車体中央にある折りたたみレバーを引き上げるだけで簡単に折りたたみが可能。折りたたみ後は自立するので収納時にも邪魔にならない。



折りたたみコンパクト

折りたたみ時は幅も奥行さも小さくするための収納時に邪魔にならない。



4.9kgの軽量設計

片手での持ち運びも楽に行える車体重量4.9kg。バスや電車など、乗り降りする際にとっても便利。

Spec

品名	サンティノ
品番	WAG02
価格	¥65,000-(税抜)
組立寸法	幅500×奥行635×高さ800~950mm
折畳寸法	幅210×奥行300×高さ895mm
押手高さ	800~950mm(6ポジション)
バッグ寸法	幅350mm×奥行60mm×高さ300mm
重量	4.9kg
材質	本体：アルミニウム合金 バッグ：合成皮革、ポリエステル
最大使用者体重	80kg
最大積載荷重	5kg
JAN	Brown：4938765 016249 / Navy：4938765 016256
TAIS	00030-000189

